

## 近紫外到可见光波段 变倍显微镜系统 6.2:1 变倍比

- » 蛋白质结晶成像／识别
- » 高放大倍率、高光谱成像
- » 司法鉴定分析
- » 近紫外波段客制化显微镜
- » 缺陷检测




 **NANITAR®**

## 近紫外到可见光波段变倍显微镜系统

该近紫外变焦视觉系统变焦倍率为6.2:1，可在光谱330nm~700nm 范围内实现电动变倍成像。  
该光学系统是在近紫外及可见光波段的科学研究及OEM 用户的理想光学解决方案，应用涵盖诸如蛋白质结晶，司法鉴定，表变缺陷检测等各个领域。

- 适配2/3 传感器
- 焦距80~497 mm
- 轻松通过软件控制实现电动调节倍率
- 匹配无限校正显微物镜，长工作距离近紫外平场物镜以及高功率紫外聚焦物镜
- 工作范围：（光谱：330nm~ 700nm）
- 可配置相应的模块实现倍率人工操作

变焦比	6.2:1
放大倍率	0.4x - 2.5x
焦距(mm)	80 - 497
工作波段范围(nm)	330 - 700
像方数值孔径	0.019 - 0.024
畸变	< 0.2% across entire field
最大传感覆盖	2/3"
相机接口	C-Mount
变焦驱动机制	2 相步进马达带霍尔效应限位开关



## 应用案例 – 紫外光蛋白质结晶

使用标准漫射背光的Navitar NUV-VIS 光学系统，获取了非常清晰的晶体图像。（图1）  
随后，将照明方式换成单UV LED,同样获取了非常清晰的紫外荧光结晶图像。（图2）  
在紫外光下环境下，原本极易在可见光环境中被忽略的晶体将变得非常清晰可辨。

系统部件:

- Navitar 近红外变焦镜头组合
- 5X 物镜（最佳工作范围：光谱325nm ~500nm NA=0.13）
- 2/3” CCD 相机
- 紫外带通滤光片
- 285nm 紫外光LED

应用案例及图片均由 Square One Systems Design 提供




Figure 1. Drop Image in Visible Spectrum with Backlighting





Figure 2. Drop Image with UV (285nm) LED lighting

近紫外到可见光波段变倍显微镜系统图示



## 近紫外到可见光波段变倍显微镜系统

平场近紫外物镜 (Mitutoyo)	工作距离 (mm)	数值孔径	景深 ( $\mu$ )	相机格式	1.0x 转接器	
					低倍	高倍
<b>10X</b>	30.5	0.28	6.4	Mag.	4.0x	24.9x
				Sensor 1/4"	0.80h 0.60v	0.13h 0.10v
				Sensor 1/3"	1.20h 0.90v	0.19h 0.14v
				Sensor 1/2"	1.60h 1.20v	0.26h 0.19v
				Sensor 2/3"	2.20h 1.65v	0.35h 0.27v
<b>20X</b>	17.0	0.40	3.1	Mag.	8.0x	49.7x
				Sensor 1/4"	0.40h 0.30v	0.06h 0.05v
				Sensor 1/3"	0.60h 0.45v	0.10h 0.07v
				Sensor 1/2"	0.80h 0.60v	0.13h 0.10v
				Sensor 2/3"	1.10h 0.83v	0.18h 0.13v
<b>50X</b>	15.0	0.42	2.8	Mag.	20.0x	124.3x
				Sensor 1/4"	0.16h 0.12v	0.03h 0.02v
				Sensor 1/3"	0.24h 0.18v	0.04h 0.03v
				Sensor 1/2"	0.32h 0.24v	0.05h 0.04v
				Sensor 2/3"	0.44h 0.33v	0.07h 0.05v



200 Commerce Dr. Rochester, NY 14623  
585.359.4000 • info@navitar.com • navitar.com